



## Ficha Técnica

Ref. Form.: FICHTECN

Revisión: 00-AEMA

TALONERA-CODERA ANTIESCARAS  
594689

Fecha: 26/07/2021

Páginas: 1



### Descripción Producto

Dispositivo para codo y/o talón que protege estas zonas del roce o la fricción por deslizamiento continuado y evita la aparición de escaras en la piel.

Fabricado a base de agradable espuma de 7mm de espesor forrado de una tela suave de algodón en su parte interior y de velour en la exterior. Su forma de sándwich permite una adecuada adaptación a la zona a proteger.

Gracias a su sistema de cierre de velcro permite ajustar el dispositivo a la medida deseada para una correcta sujeción y confort.

Se puede colocar tanto en codo como en talón y se puede utilizar en ambos lados del cuerpo.

Tamaño único.

### Marca

Anota

### Modelo

A10418 (594689)

### Fabricante

Biorevic Sumisalud  
Avda. Manuel Sirgo, 286 planta 2ª, 33211 Gijón, Asturias ESPAÑA



## Ficha Técnica

Ref. Form.: FICHTECN

Revisión: 00-AEMA

TALONERA-CODERA ANTIESCARAS  
594689

Fecha: 26/07/2021

Páginas: 2

### Especificaciones

### Indicaciones:

Protección y prevención de escaras en las zonas del codo y talón en pacientes encamados. Gracias a su acolchado disminuye la presión, el roce y el efecto de cizallamiento.

#### CARACTERISTICAS TECNICAS

DESCRIPCION	COMPOSICION
Composición	Densidad 25//19% poliéster, 62% algodón y 19% poliamida Color blanco y aguamarina
Bolsa	Poliétileno transparente termosellado
Embalaje en bolsa	2 unidades
No contiene látex . No estéril.	

#### PRECAUCIONES:

El material del producto es inflamable. No acercar a fuentes de calor. En caso de combustión deshacerse rápidamente del dispositivo.

El material empleado en contacto con la piel del paciente es hipoalergénico y suave, ello no descarta la posibilidad de que en determinados casos se produzcan episodios de alergias, dermatitis, rozaduras, hinchazón o irritaciones. En ese caso retirar la protección y consultar al médico.

Si aparecen pequeñas molestias producidas por el sudor puede utilizar una interfase para separar la piel del contacto con el tejido del dispositivo.

Contraindicado utilizar sobre cicatrices abiertas, inflamadas o enrojecidas. También en caso de fracturas, inflamaciones o heridas.

### Presentación

Par

### Clasificación

Producto Sanitario Clase I, no estéril y sin función de medición.

### Marcado CE

Estos productos cumplen la reglamentación de Productos Sanitarios que les es de aplicación: MDR 2017/745.