

Cubrezapato azul de TST Polipropileno

Cubrezapato ambidiestro de un solo uso no estéril, fabricado en spunbond polipropileno (tejido sin tejer) de una sola capa. Un material suave, que no genera pelusa a la vez que es hipoalergénico y transpirable, además de resistente al polvo.

Diseñado para cubrir el calzado del paciente o personal sanitario evitando el contacto de la suela con el suelo limpio. Ofrece una barrera apropiada frente a partículas, fluidos y microorganismos.

Sujeción elástica en todo el perímetro de apertura que facilita la adaptación sobre el zapato ajustándose en el tobillo.

Indicado para su uso en áreas limpias como pabellones quirúrgicos, laboratorios, salas blancas y en general zonas de trabajo donde se requiera una máxima protección e higiene.

Disponible en diferentes colores, tamaños y gramajes.



Identificación del distribuidor y fabricante

Distribuidor	SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.
N.I.F.	A08876310
Punto operacional / EDI	8426134000006
Fabricante	SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.
Garantía	RD1591/2009 Declaration of Conformity CE EN ISO 13485 EN ISO 9001 ISO 14001
Clase	CLASS I

Especificaciones del producto

Referencia del fabricante	22100
Referencia del distribuidor	22100
Marca comercial	S.H.
Códigos EAN: 13 / 14	8426134221005 / 28426134221009

Especificaciones técnicas

Indicaciones	Previene la contaminación en el área quirúrgica de la suciedad y/o microorganismos contaminantes que se encuentran en el zapato del usuario/a, reduciendo o eliminando la posibilidad de contaminación cruzada en el entorno de trabajo, a la vez que protege el calzado de suciedades o salpicaduras, contribuyendo así a mantener una adecuada higiene.
Composición	Spunbond Polipropileno 30gr (tejido sin tejer) de una sola capa.
Medidas	17 x 39 cm
Alérgenos	
Instrucciones de uso	Consulte las instrucciones de uso correspondientes al producto.


Presentación del producto y envasado

Envasado	1000 Unidades por Caja
----------	------------------------

Esterilización

Método de esterilización	
--------------------------	---

Conservación

Método de conservación	
------------------------	---